



 **泌尿科内窥镜**
—— 中国占有率第一 ——



WOLF Uretero-Renoscopes

狼牌输尿管镜

 ▶ 新型斜目镜 (自动阀器械通道)	产品型号	视野角度	直 径	器械通道	工作长度
	8703. 533	12°	8/9. 8Fr	1×5Fr或2×3Fr	315mm
	8703. 534	12°	8/9. 8Fr	1×5Fr或2×3Fr	430mm
	8702. 533	5°	6/7. 5Fr	1×4Fr或2×2. 4Fr	315mm
	8702. 534	5°	6/7. 5Fr	1×4Fr或2×2. 4Fr	430mm
	8708. 533	5°	6. 5/8. 5Fr	1×4Fr和1×2. 4Fr	315mm
	8708. 534	5°	6. 5/8. 5Fr	1×4Fr和1×2. 4Fr	430mm

 ▶ 新型弯角斜目镜 (自动阀器械通道)	产品型号	视野角度	直 径	器械通道	工作长度
	8703. 523	12°	8/9. 8Fr	1×5Fr或2×3Fr	315mm
	8703. 524	12°	8/9. 8Fr	1×5Fr或2×3Fr	430mm
	8702. 523	5°	6/7. 5Fr	1×4Fr或2×2. 4Fr	315mm
	8702. 524	5°	6/7. 5Fr	1×4Fr或2×2. 4Fr	430mm
	8704. 523	12°	8. 5/11. 5Fr	1×6Fr或2×4Fr	315mm
	8704. 524	12°	8. 5/11. 5Fr	1×6Fr或2×4Fr	430mm

▶ 纤维输尿管肾镜 (可直接与摄像、光源系统连接)

7331. 001 纤维输尿管镜, 外径3mm, 器械通道1. 3mm, 上弯130°, 下弯160°, 长600mm



7330. 072 纤维输尿管镜, 外径3mm, 器械通道1. 5mm, 上弯130°, 下弯160°, 长700mm



▶ 输尿管镜手术器械



828. 051 可弯性异物钳, 5Fr., 长550mm



829. 051 可弯性活检钳, 5Fr., 长550mm



8950. 28 可弯性剪刀, 5Fr., 长545mm



823. 221 针状电极, 2. 4Fr., 长600mm



8599. 80 凝血电极, 5Fr., 长600mm



8952. 513 气囊导管



8591. 90 10Fr., 扩张器

8591. 92 12Fr., 扩张器

8591. 94 14Fr., 扩张器



8593. 063 6Fr., 扩张器

8593. 083 8Fr., 扩张器

8593. 103 10Fr., 扩张器


8593. 123 12Fr., 扩张器

8593. 143 14Fr., 扩张器

	一体式抓钳	新型可拆卸抓钳
 活钳	8952. 60 5Fr., 长550mm	8952. 6002 5Fr., 长550mm
 鼠齿抓钳	8959. 611 4Fr., 长415mm 8952. 611 4Fr., 长550mm 8959. 621 5Fr., 长415mm 8952. 621 5Fr., 长550mm	8959. 6112 4Fr., 长425mm 8952. 6112 4Fr., 长550mm 8959. 6212 5Fr., 长425mm 8952. 6212 5Fr., 长550mm
 长鳄鱼嘴抓钳	8959. 68 5Fr., 长430mm 8954. 68 5Fr., 长550mm	8959. 6802 5Fr., 长425mm 8954. 6802 5Fr., 长550mm
 短鳄鱼嘴抓钳	8952. 65 5Fr., 长550mm	8952. 6502 5Fr., 长550mm
 中空抓钳	8952. 6602 5Fr., 长550mm	



8137. 041	4Fr. 长660mm四线套石蓝
8137. 231	3. 5Fr. 长740mm四线套石蓝
8741. 201	2. 4Fr. 长910mm四线附手柄套石蓝
8137. 241	4Fr. 长640mm四线附手柄套石蓝
8741. 03	3Fr. 长910mm四线附手柄套石蓝



WOLF Percutaneous Nephroscopes

狼牌经皮肾镜

► 通用型经皮肾镜



8964. 401	12° 经皮肾镜, 器械通道3. 5mm, WL224mm
8964. 021	20. 8Fr., 鞘, WL204mm
8964. 041	24. 3Fr., Amplatz鞘, WL150mm
8964. 121	闭孔器

► 新型经皮肾镜



8968. 012	扩张器, 12Fr., 长320mm
8968. 015	扩张器, 15Fr., 长320mm

8955. 185	9-18Fr., 叠套扩张器
8955. 27	9-27Fr., 叠套扩张器

8964. 601	取石钳, 直径3. 5mm, 长350mm
8962. 602	取石钳, 直径3. 5mm, 长355mm
8962. 61	取石钳, 直径3. 5mm, 长352mm
8962. 60	取石钳, 直径3. 5mm, 长352mm
8964. 671	三爪抓钳, 直径3. 5mm, 长350mm
8964. 675	备用钳芯, 直径3. 5mm, 长350mm
8968. 601	取石钳, 直径2mm, 长365mm
8968. 671	三爪抓钳, 直径2mm, 长365mm
8968. 675	备用钳芯



WOLF Urethrotomes

狼牌尿道切开镜 (冷刀)

(适用于0°、12°膀胱镜)

▼ 新型陶瓷头冷刀

8667. 011	20. 5Fr. 鞘
8667. 111	闭孔器
8667. 161	气囊导管半月槽

8667. 961	半圆冷刀(附导管通道)
8667. 966	半圆冷刀(实心)
8667. 981	直冷刀

▼ 金属冷刀刀头

8667. 98	直冷刀
8667. 94	勾型冷刀
8667. 93	镰刀型冷刀

8667. 911	操作手件
8667. 965	半圆冷刀(附导管通道)
8667. 955	半圆波浪型冷刀(附导管通道)
8667. 96	半圆冷刀(实心)
8667. 95	半圆波浪型冷刀(实心)




WOLF Cysto-Urethrosopes

狼牌尿道膀胱镜

► **超广角膀胱镜镜体**，专利的不失真设计，视野角度增加30%，周边视野更清晰

直 径	工作长度	视野角度	产品型号
Φ4mm	305mm	0°	8650.414
	303.5mm	12°	8654.431
	307mm	30°	8654.422
	310.5mm	70°	8650.415



钛合金自动锁扣镜鞘（包括标准鞘芯）

- 8650.0141 16Fr.，可通1×5Fr器械
- 8650.0241 17.5Fr.，可通1×5或2×4Fr器械
- 8650.0341 19.5Fr.，可通1×7或2×5Fr器械
- 8650.0441 21Fr.，可通1×10或2×6Fr器械
- 8650.0541 23Fr.，可通1×12或2×7Fr器械
- 8650.0641 25Fr.，可通1×15Fr器械



- 8650.254 无器械通道镜桥
- 8650.264 单器械通道镜桥
- 8650.284 双器械通道镜桥




- 829.05 5Fr软性活检钳
- 829.07 7Fr软性活检钳



- 828.05 5Fr软性异物钳
- 828.07 7Fr软性异物钳



- 823.05 5Fr软性止血电极
- 823.06 6Fr软性止血电极



- 830.07 7Fr软性剪刀



- 8650.614 19.5Fr切割活检钳
- 8650.654 19.5Fr异物钳




- 8650.604 19.5Fr勺状活检钳
- 8650.684 19.5Fr双开抓钳



- 8650.624 19.5Fr高频活检钳
- 8650.644 19.5Fr剪刀



- 8650.774 19.5Fr双勺反向切割活检钳
- 8650.664 23Fr取石钳



（适用于30°、70°镜）

- 8650.214 单器械通道导管转向器
- 8650.204 双器械通道导管转向器

► **纤维膀胱镜**（可直接与摄像、光源系统连接）



- 7305.001 纤维膀胱镜，外径5mm，器械通道2.5mm，上弯210°，下弯150°，长400mm

► **膀胱碎石镜**

（适用于气压弹道、超声、液电碎石机）




- 8643.401 20° 膀胱碎石镜，直径3.5mm

- 8643.011 24Fr外鞘
- 8654.17 闭孔器



- 8658.02 25.5Fr大力碎石钳（适用于70°镜）




- 8654.90 管式切割碎石钳（适用于0°、12°、70°镜，需配合24Fr以上电切镜外鞘）



WOLF Resectoscopes

狼牌前列腺汽化电切镜



▶ 可选电极



8422. 351/8424. 141
电切电极

8422. 151/8424. 151
铲状气化电极

8423. 04
直环形电极

8422. 435
滚球状电极

8423. 02
滚筒式电极

8423. 023
滚筒式电极

8423. 19
刀形电极

8423. 031
齿状气化电极

8423. 09
针状电极

8423. 131
金字塔形电极

▶ 新型前列腺电切镜镜体

直径	工作长度	视野角度	产品型号
Φ4mm	303. 5mm	12°	8654. 431
	307mm	30°	8654. 422

▶ 连续冲洗镜鞘



25. 5Fr
27Fr

外鞘

内鞘

鞘芯

转向鞘芯

可视鞘芯

操作手柄

8655. 134

8655. 144

8654. 16

8654. 66

8415. 11

8654. 204

主动式

8655. 174

8655. 184

8654. 17

8654. 67

8415. 12

8654. 205

主动式



26Fr

8655. 374

8655. 384

8654. 17

8654. 67

8415. 12

8654. 224

被动式

8654. 225

被动式

▶ 间断冲洗镜鞘 (单鞘)



22Fr

8654. 064

8654. 16

8654. 66

8415. 11

24Fr

8654. 074

8654. 17

8654. 67

8415. 12

▶ 膀胱穿刺造瘘器械



8518. 041 16F鞘
(附可调节固定盘)

8518. 11 穿刺锥

8518. 12 穿刺锥

8518. 02 抽吸管

8518. 031 置放导管半月槽

▶ 其它选配件



8558. 03
膀胱冲洗排空器




8558. 14
冲洗排空器接头



815. 033 高频导线



822. 40
针筒式膀胱冲洗器



883. 01
三通进水开关



815. 034 高频导线





WOLF Visualisation and Documentation Systems

狼牌冷光源及摄像系统



4251.0011 250W卤素双灯冷光源

- 色温3500K, 灯泡寿命大于50小时
- 轻拉开门式便捷更换灯泡, 无需工具



5124.0021 180W氙灯冷光源

- 色温6000K, 灯泡寿命大于500小时
- 可旋转多品牌光导接口



5132.0011 300W氙灯冷光源

- 色温6000K, 灯泡寿命大于500小时
- 可旋转多品牌光导接口
- 轻拉开门式便捷更换灯泡, 无需工具



5123.0011 180W氙灯冷光源

5132.0021 300W氙灯冷光源

- 色温6000K, 灯泡寿命大于500小时
- 可旋转多品牌光导接口, 可自动及手动调光
- 轻拉开门式便捷更换灯泡, 无需工具



5512型 1CCD数字摄像系统

- PAL彩色制式, 分辨率为460线
- 信噪比>52dB, 最低光照小于2Lux
- 自动白平衡, 自动光增益, 电子快门功能
- 摄像头遥控功能



5509型 高清数字摄像系统

- 分辨率为1280×1024, 高清摄像头, 逐行扫描线
- 信噪比>62dB, 摄像头灵敏度1.5Lux, 最低光照小于2.7Lux
- 适合16:9/16:10宽屏高清显示器, 在19寸显示屏上可5:4满屏显示
- 带有HD-DVI、HD-RGB、Y/C、FBAS、BNC、DV输出
- 全自动曝光系统, 实现多级的曝光控制, 自动补偿亮度



5550型 高清数字摄像系统

- 分辨率为1920×1080, 高清摄像头, 逐行扫描线
- 信噪比>55dB, 最低光照小于1.5Lux
- 适合16:9/16:10宽屏高清图像显示
- 具备DVI-D/HD-SDI/S-Video等输出端口
- 全自动曝光系统, 实现多级的曝光控制, 自动补偿亮度



2224.0011 全自动液体灌注泵

- 可根据预设压力自动开始或停止工作
- 流速可达150-500ml/分
- 压力范围: 15-150mmHg
- 流量: 150-500ml/min



2215.001 冲洗吸引泵

• 最大流量：1.8L/min



- 8061.253 导光束, ϕ 2.5mm, 2.3m
- 8061.353 导光束, ϕ 3.5mm, 2.3m
- 8061.356 导光束, ϕ 3.5mm, 3m
- 8063.353 耐高温导光束, ϕ 3.5mm, 2.3m
- 8061.453 导光束, ϕ 4.5mm, 2.3m
- 8061.456 导光束, ϕ 4.5mm, 3m



- 85261.212 f=21mm调焦接口
- 85261.242 f=24mm调焦接口
- 85261.272 f=27mm调焦接口
- 85261.322 f=32mm调焦接口
- 85261.382 f=38mm调焦接口

- 85261.501 f=21-36mm变焦转接口



- 5257.221 f=22mm分光接口
- 5257.271 f=27mm分光接口

ALSA EXCELL 350MCDse

新一代电外科手术设备

“NPCC”中性电极监测系统
直观监测中性电极的接触情况

多达10种存储模式

HF漏电流控制
时刻监测高频漏电流的情况,一旦出
现危险,马上降低输出功率并报警:

防水、防爆的单、双极通用脚踏开关:

独立的两组单极手控输出,可提供两个
医生在一个病人身上同时进行手术:

四种单极切割模式
Pure-纯切
Blend 1-具有柔和凝血效果的切割电流
Blend 2-具有强力凝血效果的切割电流
ENDO-适合内窥镜手术的切割电流(低电压、烟雾小)

两种双极切割模式
Pure-具有最小凝血效果的切割:
Blend-具有中等凝血效果的切割:

三种双极电凝模式
MICRO-非常精确柔和的凝血效果:
MICRO AUTO-非常精确柔和的凝血效果:选择MICRO AUTO凝血
时,自动开启/关闭功能启动,可不用脚踏开关控制输出:
MARCO-具有很强的凝血效果:特别适合于腔镜手术:

双极专用脚踏开关

独立的双极输出,可在单极工作的同时,
通过脚踏开关控制,提供双极输出:

四种单极凝血模式
FULG FORCED-“电灼”凝血:具有较强的表面凝血效果和理想的凝血深度
PIN POINT CONTACT-点凝:具有中等的表面凝血效果和理想的凝血深度
SOFT-柔和凝血:具有较低的表面凝血效果和良好的凝血深度
SPRAY-喷射凝血:具有很强程度的表面凝血效果

